



恒温金属浴

Dry Bath Incubator

产品介绍

Product Introduction

恒温金属浴采用微电脑控制，利用高纯度铝材料作为导热介质，以代替传统的水浴装置具有使用方便、控温范围大、精度高等特点可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。可根据试管大小配备不同孔径的加热块，对试管进行恒温加热。

适用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程

产品特点

Product Features

多种加热铝块可灵活更换，使应用更广泛

透明机盖便于观察

液晶显示屏，实时温度值、倒计时显示

温度、速度调节反应快，节约实验时间

粉末涂层钢质外壳坚固耐用

PID微电脑智能控温仪，控温精确

计时范围：0 ~ 9999分钟（小时）

自带温度偏差校准功能，可单独设置温度

标配超温报警功能

具有参数记忆功能，来电自动回复运行

温度控制范围RT+5-160℃

拥有自动故障检测及报警功能